

Slim Evolution è il laser CO2 chirurgico che combina l'avanzata tecnologia con la semplicità d'uso permettendo al chirurgo di ottenere sempre il migliore effetto di vaporizzazione o coagulazione del tessuto in ogni applicazione.

Slim Evolution con i suoi tre modi di funzionamento Continuo (CW), SuperPulse e Pulser, è in grado di fornire alta potenza laser al tessuto in modo controllato per ottenere sempre performance ai massimi livelli capaci di soddisfare ogni esigenza operativa.

Sicuro e potente

- Le modalità operative SuperPulse, Pulser e CW rendono possibile la regolazione ottimale del danno termico tissutale.
- Sofisticato sistema di controllo per garantire alta precisione nel valore di energia erogata al paziente

Versatile e intuitivo

- Design compatto ed ergonomico.
- Massima semplicità di utilizzo con interfaccia Touch-screen.
- Grafica intuitiva con i parametri principali sempre visibili.
- Linea completa di accessori per ogni esigenza operatoria

Affidabilità e comfort

- Il braccio articolato a 7 specchi leggero in fibra di alluminio permette di raggiungere in comodità tutte le parti del corpo.
- La ripetibilità delle prestazioni rende semplice l'atto chirurgico con completo controllo della profondità di vaporizzazione.
- Scanner MiXto SX con tecnologia brevettata CW CHOPPED e algoritmo "Z".

SLIM EVOLUTION + MIXTO XS
Laser CO2 chirurgico frazionato ablativo
LASERING



TRATTAMENTI:

- RIMODELLAMENTO CICATRICI DA ACNE E CHIRURGICHE/CHELOIDI
- RIMOZIONE FIBROMI BENIGNI
- RIMOZIONE NEVI DERMICI
- RINGIOVANIMENTO
- XANTELASMI

SPECIFICHE TECNICHE SlimEvolution +	
LASER CO2 CHIRURGICO FRAZIONATO ABLATIVO	
CARATTERISTICHE	PARAMETRI
LUNGHEZZA D'ONDA	10.600 nm
POTENZA AL TESSUTO	0.5 - 30 W (max)
PUNTAMENTO	Diodo Laser, 635 nm
DISPLAY	Touch screen
CONTROLLO DELLO SPOT	Impulso pedale
DIMENSIONI APPARECCHIO	Cm: 35 x 24 x 100 cm
PESO APPARECCHIO	Kg 30,00
ALIMENTAZIONE	100 - 240 V 50/60 Hz Monofase, 18 A