

Icon Palomar è la piattaforma multidisciplinare laser e luce pulsata di ultima generazione per il trattamento di diverse patologie e con molteplici applicazioni medico-chirurgiche che vanno dal ringiovanimento cutaneo agli interventi ai capillari del viso, melasma, cloasma fino alla cura di cicatrici da acne e chirurgiche.

La piattaforma **Icon Palomar** è dotata dei seguenti componenti:

- **SKINTEL**

È il primo e unico sistema senza fili in grado di dialogare con la piattaforma **Icon** per il calcolo e la valutazione immediata del fototipo, offrendo al medico nuovi parametri di valutazione, maggior sicurezza e confidenza nell'approccio a qualsiasi trattamento.

- **LENTE ESAGONALE XF™**

Questa nuova lente di 15mm di diametro e una densità di 175 micro colonne termiche, permette di coprire superfici molto ampie con solo due passaggi.

- **PHOTON RECYCLING™**

Nella maggior parte dei trattamenti laser e luce pulsata fino al 60% dell'energia viene riflessa dalla superficie cutanea (quindi non assorbita). Il sistema di **riciclo fotonico** di **Palomar** utilizza specchi situati all'interno dei manipoli per captare questa energia e riconvogliarla verso l'area da trattare per una terapia più efficace.

- **RAFFREDDAMENTO A CONTATTO**

La tecnologia di raffreddamento costante e a contatto di **Palomar** consiste in un flusso continuo di acqua refrigerata (5°C) all'interno dei manipoli e nei puntali di appoggio in zaffiro, che sono a contatto con la pelle per tutta la durata del trattamento.

In questo modo, si ottiene un raffreddamento prima, durante e dopo il trattamento stesso.

La piattaforma **Icon Palomar** supporta i seguenti manipoli:

Manipolo Lux1540 frazionato non ablativo

Consente i migliori risultati e maggior comfort per il paziente senza downtime.

La profondità delle colonne termiche va oltre il millimetro, garantendo trattamenti più efficaci.

Manipolo Lux MaxG

Manipolo a luce pulsata per trattamenti di fotoringiovanimento, lesioni vascolari del viso, macchie cutanee e lesioni pigmentate.

Piattaforma Icon
Manipolo XD e Manipolo LUX MAXG
CYNOSURE PALOMAR



TRATTAMENTI:

- CICATRICI DA ACNE E CHIRURGICHE
- SMAGLIATURE
- FOTORINGIOVANIMENTO (viso, collo, décolleté)
- LESIONI VASCOLARI E PIGMENTATE (melasma, cloasma)
- ROSACEA/COUPEROSE
- ACNE IN FASE ATTIVA



ESEMPIO TRATTAMENTO MELASMA
MANIPOLO LUX MAXG
PRIMA E DOPO 6 SEDUTE



ESEMPIO FOTORINGIOVANIMENTO
MANIPOLO LUX1540 XD
PRIMA E DOPO 6 SEDUTE